

## SCOTCH TEST

- A effectuer le matin au lever avant la toilette et avant les premières selles.
- Identifier les lames (à disposition au laboratoire) : prélever 2 lames.
- Se munir de scotch transparent.
- Ecarter les fesses du malade et appliquer fortement la face adhésive du scotch sur les plis radiaires de l'anوس, le maintenir en appuyant quelques secondes.
- Coller le scotch sur la lame sans faire de bulles d'air.
- Replacer la lame dans le porte lame. Refermer celui-ci.
- Répéter l'opération avec la 2<sup>ème</sup> lame.
- Noter la date et l'heure de prélèvement.
- Acheminer rapidement au laboratoire.