



HPV – AUTOPRELEVEMENT VAGINAL DANS LE CADRE DU DEPISTAGE DU CANCER DU COL DE L'UTERUS

Se laver préalablement les mains à l'eau et au savon.

Sortir l'écouvillon de l'étui et le déboucher. Veiller à ne rien toucher avec l'embout de l'écouvillon.




Tenir la tige de l'écouvillon au niveau de la marque rouge.




Choisir une position confortable et introduire l'écouvillon par l'embout jusqu'à la marque rouge.

Faire tourner l'écouvillon par rotation sur lui-même pendant 10 à 30 secondes.



Retirer l'écouvillon, le replacer dans le tube et reboucher le tube.



Identifier le tube avec nom – prénom – date de naissance.

Ne pas oublier de compléter la fiche de transmission du prélèvement fournie avec le kit (bien mettre la date et l'heure de prélèvement).

Insérer le tube et la fiche de transmission dûment complétée dans le sachet double poche fourni par le laboratoire.

Transmettre au laboratoire dans les 12 heures suivant le prélèvement.